

# Actolind® w Solution / Gel


Actolind® w Solution und Gel sind Produkte zur Reinigung, Spülung, Befeuchtung, Pflege und zum Schutz von akuten, chronischen und infizierten Wunden sowie Verbrennungen ersten und zweiten Grades.

## Wir unterstützen Sie in jedem Schritt der Wundversorgung


Dank moderner Wundauflagen, bieten wir ganzheitliche Lösungen in der Wundheilung die wir durch unsere klinischen Erfahrungen in der Wundversorgung gesammelt haben.



**Actolind® Hydrocolloid**  
Hydrokolloid adhesive,  
saugfähige, wasserdichte  
Wundauflage



**Actolind® Hydrocolloid Foam**  
Hoch aufsaugfähiger Schaumverband  
mit Hydrokolloid-Rückseite



**Actolind® Foam Adhesive / Non Adhesive**  
Hoch aufsaugfähiger  
Schaumverband mit Kleberand



**Actolind® Wound Pad Adhesive / Transparent**  
Sterile Wundauflage, hypoallergenes  
medizinisches Pflaster aus porösem,  
elastischem Vliesstoff

### Actolind® w Solution

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackungsart	VPE	PZN
06.6703.05	10x5 ml	Monodose	100	16889754
06.6703.10	5x10 ml	Monodose	50	16684727
06.6703.50	50 ml	Flasche mit Sprühkopf	90	10985385
06.6703.100	100 ml	Flasche mit Sprühkopf	72	10985391
06.6703.250	250 ml	Flasche mit Sprühkopf	42	10985416
06.6703.350	350 ml	Flasche	30	16684733
06.6703.500	500 ml	Flasche	30	10985422
06.6703.1	1000 ml	Flasche	10	10985439

### Actolind® w Gel

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackungsart	VPE	PZN
06.6803.05 M	10x5 ml	Monodose	100	16889777
06.6803.10 M	5x10 ml	Monodose	50	16889783
06.6803.10	10 ml	Tube	420	15577538
06.6803.30	30 ml	Tube	140	15577544
06.6803.50	50 ml	Tube	120	10985445
06.6803.100	100 ml	Tube	100	15577550

# Actolind® w Solution / Gel

Zur Reinigung, Spülung, Befeuchtung, Pflege und zum Schutz von akuten, chronischen und infizierten Wunden sowie Verbrennungen ersten und zweiten Grades

**Polyhexanid** + **Poloxamer**

Es beschleunigt die Heilung von **Wunden und Verbrennungen**

Reinigung ✓ + Befeuchtung ✓ + Schutz ✓ + Antimikrobielle Wirkung ✓



# Actolind® w Solution / Gel

Produkte zur Reinigung, Spülung, Befeuchtung, Pflege und zum Schutz von akuten, chronischen und infizierten Wunden sowie Verbrennungen ersten und zweiten Grades.

Der ideale Partner zur **Unterstützung** einer einfachen und schmerzfreien Wundversorgung



## Effektiv

Reinigt Wunden und die Wundumgebung sehr effektiv von Verunreinigungen, Schorf, nekrotischem Gewebe und Biofilm durch Verringerung der Oberflächenspannung



## Patientenfreundlich

Bequeme und schmerzfreie Reinigung, ermöglicht den atraumatischen Wechsel von mit der Wunde verklebten Verbandmaterialien



## Schützend

Sorgt für eine antimikrobielle Reinigung

- Verhindert mögliche Re-Infektionen
- Verhindert die Bildung von Biofilmen
- Hochwirksam gegen multiresistente Erreger (MRSA, VRE) und mykotische Pathogene (*C. albicans*)



## Heilung

Sorgt für Feuchtigkeit und Pflege

- Hält die Wundoberfläche sauber und feucht
- Verstärkt die Wirksamkeit des Verbandes
- Verhindert die Adhäsion von Mikroorganismen
- Beschleunigt die Heilung von Wunden und Verbrennungen



## Unterstützend

Effiziente Wundpflege durch die synergistische Wirkung von Poloxamer und Polyhexanid (PHMB)



## Dermatologisch getestet

Weder reizend noch schmerzgebend

- Schleimhautverträglich
- Verursacht keine Sensibilisierung



## Sanft

Hohe Biokompatibilität

- Hemmt weder Granulation noch Epithelisierung
- Hohe Gewebeerträglichkeit
- Geeignet für eine Langzeitbehandlung
- Gut verträglich bei Allergikern und Diabetikern



## Indikationen

- Infizierte und nicht infizierte akute Wunden
- Infizierte und nicht infizierte chronische Wunden
- Infizierte oder nicht infizierte thermale oder chemische Wunden (z.B. Verbrennungen ersten und zweiten Grades, chemische Verbrennungen, usw.)
- Stromschlagverletzungen
- Strahlungswunden
- Eintrittsstellen von urologischen Kathetern
- Pflege von peristomaler Haut, Fisteln und Abszessen
- Bildet eine Barriere zwischen der Wunde und dem Verband und verhindert das Austrocknen und das Verkleben

## Produkteigenschaften und Anwendungsempfehlungen

- **Actolind® w Solution** sollte vor jeder Behandlung zur Reinigung und Spülung der Wundoberfläche verwendet werden
- Bandagen, Verbände, Auflagen usw. wie z. B. **Actolind® Sterile Gaze Compress**, getränkt in **Actolind® w Solution**, können zur Wundreinigung verwendet werden
- Für eine optimale Wundreinigung wird empfohlen, die Wunde, mit tiefem und intensiv nekrotischem Gewebe, mindestens für 10-15 Min. lang mit Hilfe einer vollständig benetzten Kompresse zu befeuchten
- **Actolind® w Solution** kann in Kombination mit **Actolind® w Gel** angewendet werden
- **Actolind® w Solution** reinigt die Wundoberfläche sanft, wobei **Actolind® w Gel** die Wundoberfläche schützt und mit Feuchtigkeit versorgt
- **Actolind® w Gel** bildet eine Schutzfilmschicht zwischen der Wundoberfläche und dem Verband und verhindert mechanisch das Anhaften von pathogenen Mikroorganismen auf der Wundoberfläche
- **Actolind® w Solution** erleichtert die Entfernung von Biofilmen, wobei das **Actolind® w Gel** die Bildung von Biofilmen verhindert
- **Actolind® w Gel** schützt die Wunde vor äußeren Einflüssen, indem es eine dünne Schutzschicht auf der Wundoberfläche bildet. Es füllt die Lücke zwischen Wundoberfläche und Wundaufgabe und erhöht so die Wirksamkeit der Wundaufgabe und verhindert somit das Verkleben des Verbandmaterials mit der Wunde

**Kompatibel**  
mit allen gängigen  
modernen  
Wundaufgaben